

Inlichtingen voor het opvangen en versturen van waterstalen

Moment van monstername:

Zo vlog mogelijk na afname naar het laboratorium brengen of in koelkast bewaren.

Daar een nieuwe of juist omgebouwde of gereinigde installatie altijd gedurende enkele weken water van slechte kwaliteit levert, is het nutteloos hiervan een staal te sturen binnen de 2 maanden na de werken.

Intussen is het aangeraden het water niet te gebruiken maar het wel regelmatig te pompen.

Monstername zelf:

Als er een kraan of pomp is :

- Neem een steriel recipiënt van 1 liter of een leeggegoten fles van water (niet van frisdrank)
- Laat het water gedurende 1 minuut lopen.
- Droog de kraan en flambeer ze eventueel, straalbrekers indien mogelijk verwijderen.
- Spoel de fles uit met het te onderzoeken water.
- Vul de fles zonder trechter en sluit ze zorgvuldig af.
- Neem ongeveer 1 liter water af.

- Indien gewenst kunnen 2 stalen worden afgenomen
 - 1) Monster **stagnatiewater** : dit is water dat minimum 12 uur en maximum 24 uur in de leidingen aanwezig was.
 - 2) Monster **doorstroomwater** : water dat rechtstreeks uit de put komt en reeds een tijdje door de leidingen heeft gestroomd.

Als het water uit een put of vergaarbak komt :

- Neem een reine emmer die vooraf werd gespoeld met het betrokken water
- Fles vol gieten; dus *niet onderdompelen*

MEDILAB bvba
M.C.W. bvba
info@medilab.be

Gordunakaai 60
B 9000 GENT

Tel. 32.9.222.02.72
Fax.32.9.220.08.18